

2018

Трахеостомия: Трасое & Капитех



Маромакс – медицинские расходные материалы! Прямые поставки!

www.maromax.ru

www.kapitex-hc.ru

www.tracoe-medical.ru

8 800 555-78-46

8 495 668-11-46

8 812 309-78-46

8 343 318-24-96

Оглавление

Трахеостомические трубки.....	4
TRACOE twist с двумя канюлями и манжетой низкого давления	4
TRACOE twist с канюлями и манжетой низкого давления, фенестрированная	5
TRACOE twist без манжеты, с двумя канюлями.....	6
TRACOE twist без манжеты, с двумя канюлями фенестрированная.....	6
TRACOE twist с манжетой низкого давления и каналом для санации.....	7
Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии	8
Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии TRACOE с атравматическим проводником	8
Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, трубка с манжетой и каналом для санации.....	9
Ларингэтомические трубки, распорки и фильтры для них.....	9
Ларингэтомическая трубка Trachi-nase + Plus.....	9
Распорка для трахеостомы Trachi-Nase Plus.....	11
Фильтр для распорки замещающий функцию носа.....	12
УХОД ЗА ТРАХЕОСТОМОЙ.....	13
Дыхательные фильтры и протекторы	13
Фильтры для трахеостомы «искусственный нос»	13
Протекторы Бьюканана (Buchanan) для трахеостом.....	13
Защитная одежда TRACOE для трахеостомы	14
Фильтр дыхательный Laringofoam.....	15
Повязки, прокладки и салфетки	15
Повязка Trachi-Dress для защиты стомы	15
Трахеальные повязки металлизированные алюминием	16
Трахеостомические повязки TRACOE ringofoam	16
Салфетка Trachi-Wipe для ухода за трахеостомой	17
Чистящие жидкости, щетки и тампоны	17
Парафиновое масло для смазки канюль и трахеостомических трубок арт.902.....	17
Порошок для чистки трахеостомических трубок	18
Концентрированная чистящая жидкость для трахеостомических трубок	18
Щетка для чистки трехостомической трубки TR ACC	19
Тампон Trachi-Swab для чистки трахеостомических трубок TR SWB	19
Фиксаторы.....	20
Фиксатор Trachi-Hold для трахеостомической трубки TR ACC	20
Защита для душа.....	21
Защита трахеостомы для принятия душа (100% силикон).....	21
Фартук для защиты трахеостомы при принятии душа (на липучках)	21
LA SCH0001	21
Устройства для контроля давления в манжете.....	22

Устройство для мониторинга давления (манометр) в манжете эндотрахеальной и трахеостомической трубки.....	22
Устройство для поддержания давления в манжете трахеостомической или эндотрахеальной трубки	22
Заглушки	22
Заглушка для трахеостомических трубок.....	22
Голосовые клапаны и щетки для них	23
Голосовой клапан Voiceline для трахеостомической трубки.....	23
Щетка для чистки голосового протеза Voiceline	23

Трахеостомические трубки

Преимущества

- ✓ Сделаны из биологически инертного медицинского полиуретана
- ✓ Антиаллергенные
- ✓ Подвижный, вращающийся во всех направлениях, фланец не мешает свободному движению головы пациента
Не оказывает давление на стому при повороте головы и шеи
- ✓ Обладают супертонкими стенками
- ✓ Не вызывают осложнений и побочных эффектов при ношении трубки
- ✓ Инновационный механизм защёлкивания канюль для крепления их в трубке

TRACOE twist с двумя канюлями и манжетой низкого давления



Описание

Состав набора

- ✓ Трахеостомическая трубка
- ✓ 2 внутренние канюли,
- ✓ тесьма для фиксации трубки

Артикул	Размер	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр ,мм	Длина трубки ,мм
301-04	04	4.0 мм	7.2 мм	56
301-05	05	5.0 мм	8.6 мм	66
301-06	06	6.0 мм	9.2 мм	72
301-07	07	7.0 мм	10.4 мм	74
301-08	08	8.0 мм	11.4 мм	76
301-09	09	9.0 мм	12.5 мм	78

301-10	10	10.0 мм	13.8 мм	80
---------------	-----------	---------	---------	----

TRACOE twist с канюлями и манжетой низкого давления, фенестрированная



Артикул	Размер	Внутренний диаметр , мм	Внешний диаметр , мм	Длина трубки ,мм
302-04	04	4.0 мм	7.2 мм	56
302-05	05	5.0 мм	8.6 мм	66
302-06	06	6.0 мм	9.2 мм	72
302-07	07	7.0 мм	10.4 мм	74
302-08	08	8.0 мм	11.4 мм	76
302-09	09	9.0 мм	12.5 мм	78
302-10	10	10.0 мм	13.8 мм	80

TRACOE twist без манжеты, с двумя канюлями



Артикул	Размер	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина трубки, мм
303-04	04	4.0 мм	7.2 мм	56
303-05	05	5.0 мм	8.6 мм	66
303-06	06	6.0 мм	9.2 мм	72
303-07	07	7.0 мм	10.4 мм	74
303-08	08	8.0 мм	11.4 мм	76
303-09	09	9.0 мм	12.5 мм	78
303-10	10	10.0 мм	13.8 мм	80

TRACOE twist без манжеты, с двумя канюлями фенестрированная



Артикул	Размер	Внутренний диаметр , мм	Внешний диаметр ,мм	Длина трубки ,мм
304-04	04	4.0 мм	7.2 мм	56
304-05	05	5.0 мм	8.6 мм	66
304-06	06	6.0 мм	9.2 мм	72
304-07	07	7.0 мм	10.4 мм	74
304-08	08	8.0 мм	11.4 мм	76
304-09	09	9.0 мм	12.5 мм	78
304-10	10	10.0 мм	13.8 мм	80

TRACOE twist с манжетой низкого давления и каналом для санации




Артикул	Размер	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр ,мм	Длина трубки ,мм
306-04	04	4.0 мм	7.2 мм	56
306-05	05	5.0 мм	8.6 мм	66
306-06	06	6.0 мм	9.2 мм	72
306-07	07	7.0 мм	10.4 мм	74
306-08	08	8.0 мм	11.4 мм	76
306-09	09	9.0 мм	12.5 мм	78

306-10	10	10.0 мм	13.8 мм	80
--------	----	---------	---------	----

Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии

Наборы предназначены для первичного введения трубки в трахеостому при помощи инструментов.

Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии TRACOE с атравматическим проводником



Состав набора

- ✓ Скальпель.
- ✓ Шприц одноразовый.
- ✓ Пункционная игла (G14) с тefлоновым катетером.
- ✓ Проводник Сельдингера из Нитинола
- ✓ Короткий дилататор (CH/FR 14).
- ✓ Направляющий катетер со стоп-фиксатором
- ✓ Дилататор с гидрофильным покрытием (для лучшего скольжения).
- ✓ Марлевые повязки (10x10 см).
- ✓ Трахеостомическая трубка Twist Plus (супертонкая)
- ✓ Широкая шейная лента
- ✓ В стерильной упаковке

Артикул	Размер	Внутренний диаметр внутренней канюли (низ), мм	Внешний диаметр внешней канюли (низ), мм	Длина (по центру) от начала фланца до низа ,мм
330-07	7	7	9,8	85

330-08	8	8	10,8	88
330-09	9	9	11,8	90
330-10	10	10	12,8	92

Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, трубка с манжетой и каналом для санации

Состав набора

- ✓ Скальпель.
- ✓ Шприц одноразовый.
- ✓ Пункционная игла (G14) с тefлоновым катетером.
- ✓ Проводник Сельдингера из Нитинола
- ✓ Короткий дилататор (CH/FR 14).
- ✓ Направляющий катетер со стоп-фиксатором
- ✓ Дилататор с гидрофильным покрытием (для лучшего скольжения).
- ✓ Марлевые повязки (10x10 см).
- ✓ Трахеостомическая трубка Twist Plus (супертонкая) с каналом для санации
- ✓ 2 коннектора для аспирационного аппарата
- ✓ Широкая шейная лента
- ✓ В стерильной упаковке

Артикул	Размер	Внутренний диаметр внутренней канюли (низ), мм	Внешний диаметр внешней канюли (низ), мм	Длина (по центру) от начала фланца до низа ,мм
332-07	7	7	9,8	85
332-08	8	8	10,8	88
332-09	9	9	11,8	90
332-10	10	10	12,8	92

Ларингэктомические трубки, распорки и фильтры для них

Ларингэктомическая трубка Trachi-nase + Plus

Преимущества

- ✓ 100% силикон
- ✓ Возможно установка фильтра Trachi-Nase Plus для замещения функции носа
- ✓ Имеются ушки для крепления.
- ✓ В набор входит лента для фиксации и два зонтика для душа.



Артикул	Внутренний диаметр , мм	Длина трубки ,мм
LA TNL 0820	8.0 мм	20
LA TNL 0830	8.0 мм	30
LA TNL 0840	8.0 мм	40
LA TNL 0850	8.0 мм	50
LA TNL 0860	8.0 мм	60
LA TNL 1020	10.0 мм	20
LA TNL 1030	10.0 мм	30
LA TNL 1040	10.0 мм	40
LA TNL 1050	10.0 мм	50
LA TNL 1060	10.0 мм	60
LA TNL 1220	12.0 мм	20
LA TNL 1230	12.0 мм	30
LA TNL 1240	12.0 мм	40
LA TNL 1250	12.0 мм	50

LA TNL 1260	12.0 мм	60
LA TNL 1420	14.0 мм	20
LA TNL 1430	14.0 мм	30
LA TNL 1440	14.0 мм	40
LA TNL 1450	14.0 мм	50
LA TNL 1460	14.0 мм	60

Распорка для трахеостомы Trachi-Nase Plus



Преимущества

- ✓ Материал: 100% силикон
- ✓ В набор входит зонтик для душа
- ✓ Возможно установка фильтра Trachi-Nase Plus для замещения функции носа

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина трубки, мм
LA TNP 2001	8	10,5	14,5
LA TNP 2002	10	12,5	14,5
LA TNP 2003	12	14,5	14,5
LA TNP 2005	16	18,5	14,5
LA TNP 3001	8	10,5	22,5
LA TNP 3002	10	12,5	22,5

LA TNP 3003	12	14,5	22,5
LA TNP 3004	14	16,5	22,5
LA TNP 3005	16	18,5	22,5

Фильтр для распорки замещающий функцию носа



Устройство фильтра:

- ✓ Наружный слой предварительный очистки
- ✓ Средний слой - активированный уголь
- ✓ Подложка

Артикул	Описание	Цвет
LA TNP 1002	для использования днем	зеленый
LA TNP 1003	для использования при физической активности	оранжевый
LA TNP 1001	для использования ночью	синий



УХОД ЗА ТРАХЕОСТОМОЙ

Дыхательные фильтры и протекторы



Фильтры для трахеостомы «искусственный нос»




Преимущества:

- ✓ компактный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и минимальное выступание
- ✓ высокоэффективный поролоновый элемент снижает риск блокировки с минимальным сопротивлением потоку
- ✓ легкий. Минимизирует давление на трахеостомическую трубку
- ✓ стерильный, однократного использования. Устраняет риск перекрестной инфекции
- ✓ 15мм коннектор
- ✓ вес 10г
- ✓ материал: поролон, бумага

Артикул	Размер	
640-СТ	взрослый	
643	детский	

Протекторы Бьюканана (Buchanan) для трахеостом

Артикул	Цвет	Размер		
LA BUP 0001	Большой	Белый	216*208 мм	
LA BUP 0002	Малый	Белый	140*114 мм	

LADNX0001	DeltaNex	Белый	125*125 мм	
LA BLT 1002	Большой	Синий	225x185 мм	
LA BLT 1003	Большой	Бежевый	225x185 мм	

Защитная одежда TRACOE для трахеостомы



Преимущества

- ✓ Изготовлена из 100% хлопка с внутренним слоем из полиэстера
- ✓ Гладкая вязка
- ✓ Многоцветные

Артикул	цвет
923-А	белый
923-В	серый
923-С	бежевый

923-D	темно-зеленый
923-E	синий
923-F	бордовый
923-G	черный

Фильтр дыхательный Laringofoam



Артикул	Название	Цвет	Размер
LALFF0003	Малый	Бежевый	65x51x4мм
LALFF0023	Большой	Бежевый	65x65x4мм

Повязки, прокладки и салфетки

Повязка Trachi-Dress для защиты стомы



Преимущества

- ✓ Идеальный трахеостомический перевязочный материал
- ✓ Многослойный

- ✓ Впитывающий
- ✓ Обеспечивающий сухость стомы под трахеостомической трубкой
- ✓ Имеет разрез для установки трубки
- ✓ Стерильна

Артикул	Название	Цвет	Размер
TR DRE 0001	Малая	Белая	82x60 мм
TR DRE 0002	Большая	Белая	100x82мм

Трахеальные повязки металлизированные алюминием



Артикул	Название	Цвет	Размер
905	Большая	Металлический	90x98мм

Трахеостомические повязки TRACOE purofoam



Преимущества

- ✓ Изготовлены из полиуретановой пены
- ✓ С высокой степенью впитывания и открытыми порами
- ✓ Пена обладает не липким слоем со стороны
- ✓ Обратная сторона покрыта дышащим слоем телесного цвета, который предотвращает утечку выделений и попадание бактерий через лицевую сторону повязки
- ✓ Благодаря круглому отверстию повязки легко снимаются и меняются
- ✓ Очень просто, безболезненно и безопасно снимается и меняется на новую
- ✓ Можно накладывать как на недавно сформированные или раздраженные стомы, так и на зажившие, но мокнущие стомы, а также другие виды искусственных отверстий

Артикул	Название	Цвет	Размер
---------	----------	------	--------

Салфетка Trachi-Wipe для ухода за трахеостомой



Преимущества

- ✓ Защищает кожу от слизи, мокроты и следов адгезивных веществ
- ✓ Не содержит этанола
- ✓ Нетканная салфетка изготовлена из силикона с гелеобразным полисилоксановым покрытием
- ✓ Создает покрытие на кожи, обеспечивая защиту от выделений и слизи.

Артикул

LANNZ3001

Чистящие жидкости, щетки и тампоны

Парафиновое масло для смазки канюль и трахеостомических трубок арт.902



Преимущества

- ✓ Обеспечивает смазку и защиту для трахеостомических и ларингэктомических трубок
- ✓ Позволяет продлить их срок использования и обезопасить от повреждения
- ✓ Продлевает срок службы трахеостомических трубок
- ✓ Позволяет внутренней канюле легче скользить во внешней канюле
- ✓ Способствует легкому вводу и извлечению внутренних канюль при их замене.

Состав

- ✓ Фармацевтический жидкий парафин

Артикул	Объем,мл
902	25

Порошок для чистки трахеостомических трубок



Применяется для чистки

- ✓ Трахеостомических трубок
- ✓ Ларингэктомических трубок
- ✓ Распорок для трахеостомы
- ✓ Канюль
- ✓ Заглушек для стомы
- ✓ Сеточных заглушек
- ✓ Удаления с них налета

Артикул	Объем
932	400

Концентрированная чистящая жидкость для трахеостомических трубок



Средство для чистки

- ✓ Трахеостомических трубок
- ✓ Ларингэктомических трубок
- ✓ Распорок для трахеостомы
- ✓ Канюль
- ✓ Заглушек для стомы

- ✓ Удаления с них налета

Артикул	Объем,мл
933	250

Щетка для чистки трехстомической трубки TR ACC




Преимущества

- ✓ Щетинки из нейлона
- ✓ Основание из стали
- ✓ Ручка пластмассовая
- ✓ Щетка округлена, чтобы снизить риск царапины поверхности трубок

КодАртикул	Размер	Цвет	Длина щетины	Длина щетки	Количество в упаковке
TR ACC 0001	8 мм	оранжевый	9 см	25 см	2
TR ACC 0002	10 мм	синий	9 см	25 см	2
TR ACC 0003	12 мм	фиолетовый	9 см	25 см	2
TR ACC 0004	14 мм	зеленый	9 см	25 см	2

Тампон Trachi-Swab для чистки трахеостомических трубок TR SWB



Преимущества

- ✓ Стержень из пластика
- ✓ Головка из полиуретана

КодАртикул	Название	Для какого размера трубок подходят	Количество в упаковке
TR SWB 0150	малые	До 5(детские)	10
TR SWB 0250	средние	С 5 по 7,5	10
TR SWB 3050	большие	С 8 и более	10

Фиксаторы

Фиксатор Trachi-Hold для трахеостомической трубки TR ACC



Преимущества

- ✓ Изготовлен из мягкого материала
- ✓ Застежик на липучке
- ✓ Края изделия запечатаны компрессионным нагревом (без использования ультразвука)
- ✓ Не содержит латекса

Артикул	Название	Цвет	Размер	Количество в упаковке
TR ACC 0012	Большой	белый	365x145x25x5мм	1
TR ACC 0014	Малый	белый	227x133x18x5мм	1

Защита для душа

Защита трахеостомы для принятия душа (100% силикон)



Характеристики

- ✓ Защищает дыхательные пути от попадания воды
- ✓ Даёт возможность комфортно принимать душ
- ✓ Нельзя в нем принимать ванну и плавать
- ✓ Простота и удобство в использовании
- ✓ Возможность регулировки размера от 30 до 50 см (обхват шеи)

Артикул

915

Фартук для защиты трахеостомы при принятии душа (на липучках)



Преимущества

- ✓ Материал ПВХ помогает предотвратить попадание воды в стому
- ✓ Водонепроницаемый
- ✓ На липучках

Артикул

LA SCH0001

Размер,мм

240x160

Устройства для контроля давления в манжете

Устройство для мониторинга давления (манометр) в манжете эндотрахеальной и трахеостомической трубки



- ✓ Помогает защитить пациента от повреждений трахеи, связанных с избыточным давлением манжеты на трахеальную стенку
- ✓ Подходит для любых эндотрахеальных и трахеостомических трубок с манжетами
- ✓ Вакуумный клапан для сдувания.

Артикул

720

Устройство для поддержания давления в манжете трахеостомической или эндотрахеальной трубки



Артикул

730

Заглушки

Заглушка для трахеостомических трубок



Артикул

516

Голосовые клапаны и щетки для них


Голосовой клапан Voiceline для трахеостомической трубки



Артикул

TR VCV 0001

Щетка для чистки голосового протеза Voiceline



Артикул

LA PCB 0003